

上海旦鼎国际贸易有限公司专业销售**冻干机**,欢迎您来电选购冻干机,或者咨询冻干机价格,我们将提供最全面的冻干机信息。

相关搜索: **冻干机, 冷冻干燥机, 冻干机价格, 进口冻干机, 冻干机品牌**

全国免费热线电话: **400-618-0588** 或**登录旦鼎网站进行查询: www.dookings.com**

美国 Virtis AdVantage Plus& AdVantage 台式托盘冻干机



上海旦鼎国际贸易有限公司

台式托盘冻干机产品简介:

SP Scientific 提供了两个知名品牌—Virtis 和 FTS 的独一无二的合作, SP Scientific 是中试及产业型冻干机的首个制造商, 应用广泛, 业务遍及全球各地。

Virtis 是世界上最主要的冻干机制造商之一, 结合 FTS 系统, SP Scientific 冻干机集团的产品和服务是当今最具技术创新和高端的冻干机。SP Scientific 重点在于理解很多研究领域都是需要冷冻干燥的, 并且专注于提供高质量的高级应用和技术支持的设备。

AdVantage Plus **台式托盘冻干机**:

- 小型台式系统具有大型 pilot R&D 型冻干机类似功能
- 过程控制灵活，能退火/ 热处理样品，提供冻干结果
- 冻干过程可编程
- 可储存多达 16 个编程周期
- 4 个热电偶使冷冻干燥过程更高效
- 6L 冷凝量，冷凝温度可低至-85℃
- 搁板温度可低至-65℃ (+/- 1℃)
- 可放置 3 个不锈钢搁板
- 温度控制范围：-55℃到+60℃
- 可选用加塞系统
- 整个过程压力可供调节，可选择 mT, uB 和 Pa 作为压力单位
- 托盘架容量：3 层架子最多能容纳 1197 个 2ml 的小玻璃瓶（小玻璃瓶的尺寸为外径

14.75mmx40mm 高，配置可部分塞入的塞子）

AdVantage:

- 歧管式冻干机的升级板，能同时处理更多的样品，搁板温度可控
- Teflon 涂层的搁板
- 控制系统和 Advantage 类似
- 单搁板系统
- 冷凝量 3.5L，冷凝温度可低至-85℃
- 搁板温度可低至-75℃，在-55℃到+60℃之间可控
- 托盘架容量：最多能容纳 399 个 2ml 的小玻璃瓶（小玻璃瓶的尺寸为外径 14.75mmx40mm

高，配置可部分塞入的塞子）

台式托盘冻干机行业应用：

1. 实验室冻干研发
2. 大批量产品分析- 植物材料，有机细胞和废弃物
3. 96 孔、血清瓶和玻璃瓶
4. AdVantage Plus 还能应用于小型冻干研发

本公司向您保证所售产品均为正品，并开具正规普通或增值税发票。现货立即配送，定货按实际周期。全国联保，一年至终身不等。

公司简介：

上海旦鼎 (www.dookings.com) 国际化一站式采购平台, 运行商为上海旦鼎国际贸易有限公司, 坐落于上海繁华的金桥国际商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海旦鼎国际贸易有限公司实力雄厚, 重信用、守合同、保证产品质量, 以多品种经营特色和薄利多销的原则, 赢得了广大客户的信任。